

重庆市市场监督管理局

广告审查准予许可决定书

渝广审准许字[2026]第 0145 号

重庆金山科技集团股份有限公司：

我局于 2026 年 01 月 13 日 受理你（单位）提交的 医疗器械 广告审查申请。产品名称为 内镜用送水装置，产品注册证明文件或者备案凭证编号为 渝械注准 20202060185。

经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国广告法》、市场监管总局《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》等法律和规章规定，我局决定批准你（单位）的申请，编发广告批准文号：渝械广审（文）第 280113-00051 号，有效期限至 2028 年 01 月 13 日。

如对本决定书持有异议的，可以自收到本决定书之日起六十日内依据《中华人民共和国行政复议法》的规定，向重庆市人民政府或者国家市场监督管理总局申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起六个月内依据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，直接向人民法院提起行政诉讼。

附：广告样件

重庆市市场监督管理局

2026 年 01 月 13 日

内镜用送水装置

渝械广审(文)第 号

型号: JSFP-E1



型号: JSFP-H1、JSFP-H2



注意事项

- 送水装置只能由熟悉如何正确操作使用的人员使用,使用前培训内容为本说明书全部章节和安全说明。
- 本产品不具有可能构成不可接受风险的接触患者和操作者的材料或成分保持管路清洁,避免异物进入管路,定期进行管路清扫。
- 每次使用前应检查附件(液体输入/输出管路)的完好情况,检查是否存在管路破损、龟裂,接头处密封是否良好等情况,若发现问题,请立即停止使用。
- 请将产品连接到正确安装的触保电源插座上。
- 请使用本公司提供的电源线,或推荐带有国家检验认可标识的电源线。
- 所用的电源电压必须与产品铭牌的说明一致。
- 保险丝的更换只能由专业的技术人员进行,只能使用与产品铭牌上一致的保险丝。
- 更换保险丝后必须对产品进行一次功能测试。如果产品工作不正常或者对产品使用有疑问,请咨询本公司售后工程师。
- 送水管的使用期限为半年,为确保使用安全,建议定期检查更换。
- 清洗时关闭产品电源,将产品的电源插头拔出,并防止液体渗入产品内。
- 确保液体管路连接正确,泵体泵盖操作到位。
- 送水装置适用于在可控辐射高频干扰的电磁环境下操作运行。用户或使用者可以帮助避免电磁干扰。在使用时应保持通讯设备(发射器)与送水装置的建议保护距离。建议保护距离的最小值和发射器的最大输出功率及发射频率有关(见说明书附录 B)。
- 更多关于电磁兼容的内容请阅读说明书附录 B。
- 产品使用及存储环境见说明书附录 C。

禁忌症

以下患者禁止使用送水装置:

孕妇;

其他不宜进行手术患者。

该产品并不适用于所有人,不得用于患有禁忌症的受试者,禁忌内容或注意事项详见说明书。

渝食药监械生产许20160025号

生产企业: 重庆金山科技集团股份有限公司

邮政编码: 401120

渝械注准 20202060185

地址: 重庆市渝北区霓裳大道18号金山国际工业城

电话: 023-86098088